



AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis

Περί της Βακτηριακής Κολπίτιδας (BK)

Η Βακτηριακή κολπίτιδα (BK) είναι μία από τις πιο κοινές κολπικές μολύνσεις που εμφανίζουν οι γυναίκες κάθε ηλικίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και η πάθηση μπορεί να είναι δυσάρεστη για την καθημερινότητά τους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κνησμό στην περιοχή του κόλπου, δυσσομία, εκκρίσεις και δυσφορία.

Πώς λειτουργεί

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis είναι μια αναζωογονητική γέλη, χρήσιμη στην αντιμετώπιση προβλημάτων Βακτηριακής Κολπίτιδας. Δημιουργεί ένα είδος μανδύα πάνω στον κολπικό βλεννογόνο, και αυτός ο φραγμός προσκολλάται δημιουργώντας ένα προστατευτικό στρώμα. Λειτουργεί περιορίζοντας την προσκόλληση βλαβερών βακτηρίων και μικροοργανισμών στον βλεννογόνο, δημιουργώντας δυσμενείς περιβάλλον για αυτά.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis υποστηρίζει το φυσιολογικό σύστημα αποκατάστασης του ιστού και βελτιστοποιεί την κατάσταση του βλεννογόνου, σταθεροποιώντας το καλύτερο δυνατό pH για την οξύτητα του κόλπου.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis αποκαθιστά την ισορροπία της φυσιολογικής κολπικής κλωρίδας, και χρησιμεύει στην αντιμετώπιση της Βακτηριακής Κολπίτιδας (BK) με τις ανεπιθύμητες εκκρίσεις ή/και τη δυσσομία, όπως και στην πρόληψη των ανεπιθύμητων εκκρίσεων, δυσσομίας, και άλλων συναφών προβλημάτων.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis διατηρεί τον κόλπο σας ενυδατωμένο. Ανακουφίζει από ενοχλήσεις όπως εκκρίσεις, δυσσομία, κνησμός και ερεθισμοί.

Ενδείξεις AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis

- Όταν έχετε ενοχλήσεις όπως δυσσομία, ερεθισμού και εκκρίσεις.
- Όταν έχετε ευαισθησία σε μολύνσεις Βακτηριακής Κολπίτιδας.

Πώς χρησιμοποιείται

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis εφαρμόζεται στον κόλπο και την περιβάλλουσα περικολπική περιοχή για ανακούφιση από τα συμπτώματα Βακτηριακής κολπίτιδας.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα στον κόλπο με τη χρήση των παρεχόμενων applicatέρ.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis είναι συμβατό με τη χρήση προφυλακτικών από λάτεξ.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην περίπτωση ενοχλήσεων της εξωτερικής ευαίσθητης περιοχής, μπορείτε να εφαρμόσετε AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis με το δάκτυλό σας (πάντα να προσέχετε να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή).

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis έχει ειδικά applicatέρ, που βιδώνουν στο σωληνάριο. Αυτά τα ειδικά applicatέρ σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε το προϊόν μέσα στον κόλπο.

Τα applicatέρ είναι μίας χρήσης, δεν προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο. Πριν από την πρώτη χρήση, τρυπήστε το σωληνάριο με το άκρο του κατακλιού.
2. Βιδώστε το applicatέρ στο άνοιγμα του σωληναρίου.
3. Τραβήξτε το έμβολο για να γεμίσετε το applicatέρ, πιέζοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο, έως ότου σταματήσει το έμβολο (μία δόση).
4. Ξεβιδώστε το applicatέρ από το σωληνάριο και βρείτε μια άνετη θέση ώστε να εισάγετε το applicatέρ μέσα στον κόλπο. Πιέστε απαλά το έμβολο και αδειάστε όλη τη δόση του προϊόντος μέσα στον κόλπο (μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση της γέλης στην άκρη του applicatέρ για να διευκολυνθεί η εισαγωγή στον κόλπο).

Εφαρμογή

Για την αντιμετώπιση Βακτηριακής Κολπίτιδας, εφαρμόστε AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis μία φορά ημερησίως για τουλάχιστον 5 ημέρες, κατά προτίμηση πριν από τον ύπνο.

Για την αποτροπή συμπτωμάτων όπως οι εκκρίσεις και η δυσσομία, εφαρμόστε μία φορά κάθε 3 ημέρες πριν τον ύπνο.

Για την ανακούφιση από τον ερεθισμό, την ερυθρότητα και τον πόνο, εφαρμόστε τη γέλη όπως και όταν απαιτείται.

Σύσταση:

Aqua, Glycerin, Propanediol, Ppg-26-buteth-26, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Betaine, Inulin, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Panthenol, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Alpha-glucan Oligosaccharide, Sodium Hyaluronate, Disodium Edta, Parfum, Allantoin, Rhamnose, Glucose, Glucuronic Acid, Tocopherol.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, που να προκύπτουν από τη χρήση του AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis. Ωστόσο, να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά. Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα της γέλης στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίονα. Εάν εμφανιστούν κόκκινα σημεία, συνιστάμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για οποιοδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν επιμένουν τα συμπτώματα.

Προειδοποιήσεις

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis προορίζεται για ατομική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλα άτομα. Μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε το προϊόν. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως και σε θερμοκρασία δωματίου (μεταξύ 5° και 30°C). Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στη συσκευασία. Μην χρησιμοποιείται ξανά το applicatέρ, προορίζεται για μία μόνο χρήση.

Παρακαλούμε σημειώστε

Μετά την εφαρμογή ενδέχεται να νιώσετε ένα αίσθημα μυρμηγκίσσης, το οποίο είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis δεν είναι μικροβιοκτόνο ή φάρμακο.

Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το γιατρό σας.

Το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σπερματοκτόνο και δεν παρέχει προστασία έναντι της εγκυμοσύνης.

Το AQUASOL Femina Bacterial Vaginosis διατηρεί τη βέλτιστη κολπική οξύτητα και το σπέρμα είναι αλκαλικό, οπότε η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να μειώσει την δραστηριότητα του σπέρματος. Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχει επιθυμία εγκυμοσύνης.

Πιθανές αλληλεπιδράσεις:

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που να προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή και χορήγηση κολπικών ενδοδακτυλικών κρεμών και ιστρογόνων, είτε από το στόμα ή τοπικά εφαρμοζόμενα. Στην περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.

Μέγεθος συσκευασίας: Σωληνάριο 30ml με 5 applicatέρ μιας χρήσης. CE



Biokosmes s.r.l. – sociounico
Via del Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ITALIA
Κατασκευασμένο στην Ιταλία
Υπό την άδεια της Venture Life Ltd, Bracknell, RG21 1WA, Ηνωμένο Βασίλειο,
www.venture-life.com
Διανομέας: Μινέρβα Φαρμακευτική Α.Ε.
Λ. Κηφισού 132, 12 11, Περιστέρι, Τ. 210 5702199

Rev 00 10/2016

..... Σύμβολα που προβάλλονται

CE Σήμαση CE που χορηγείται από τον Κοινοποιημένο Φορέα 0476

Κατασκευαστής Αποθηκεύεται μεταξύ 5° και 30°C

Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Ημερομηνία λήξης Αριθμός παρτίδας